

Data Blad 11.10 – Dekontaminerings rapport "Service afdeling"

Evt. kundenummer	_____	Kontakt	_____
Firma	_____	TLF.	_____
Afdeling	_____	E-mail	_____
Adresse	_____	EAN. Nr.	_____
Service kontrakt nr.	_____	Rekvissions nr.	_____
Tilbuds nr.	_____	Kontaktes hvis reparationspris pr. pipette er >	_____ Kr.

Pipette type	Serie nr.	Evt. info. /ID	Pipette type	Serie nr.	Evt. info. /ID

Problem oplysninger: _____

Generel info

Af hensyn til vores service teknikeres sundhed og sikkerhed skal alle pipetter dekontamineres og denne rapport udfyldes. En dekontaminering af pipetter; er en rengøring af pipetternes overflade samt fjernelse af Tipcone filtre. Pipetterne kan dekontamineres med sprit eller anden dekontamineringsvæske som f.eks. Biocontrol.

Husk at udfylde alle nedenstående service og kalibrerings oplysninger, så vi kan sikre at I får den ønskede ydelse:

1. Bortset fra Biohit pipetter, medsendes altid egne spidser til pipetterne
Det korrekte antal spidser er; antallet af spidser svarende til antallet af testvoluminer + 4 stk. /kanal/pipette.
2. Den ønskede service ydelse, samt det ønskede kalibrerings niveau (antallet af målinger pr volumen).
3. De ønskede specifikationer (unøjagtighed og præcision) som pipetterne skal kalibreres efter, og om nødvendigt* skal justeres eller repareres for at opnå.

Service ydelser

Service og kalibrering
 Service og kalibrering og evt. justering*
 Precal, service og kalibrering
 Precal, service og kalibrering og evt. justering*

Service ydelser

Kalibrering
 Kalibrering og evt. justering*
 Reparation / problemløsning
 Årlig service (rens & smøring) – Biohit pipetter

AKKREDITEREDE KALIBRERINGER**Kalibreringsniveau**

DA.5.3 (5 målinger, 3 voluminer)
 DA10.1 (10 målinger, 1 volumen) Dispenser
 DA10.1 (10 målinger, 1 volumen) Fixed pipette
 DA10.3 (10 målinger, 3 voluminer)
 Multikanal pipette kalibreret på 3 kanaler
 Multikanal pipette kalibreret på alle kanaler

Specifikationer

ISO 8655 max error
 Type test specifikationer (TT)
 Biohit TTx1,5 (kun Biohit pipetter)
 Egne specifikationer
 - Specifikationer på unøjagtighed og præcision skal medsendes

STANDARD KALIBRERINGER**Kalibreringsniveau**

5.1 – funktionstest 5 målinger, 1 volumen
 5.2 – 5 målinger, 2 voluminer
 5.3 – 5 målinger, 3 voluminer
 10.2 - 10 målinger, 2 voluminer
 10.3 – 10 målinger, 3 voluminer
 10.1 – 10 målinger, 1 volumen, Dispenser
 10.1 – 10 målinger, 1 volumen, Fixed pipette
 Multikanal pipette kalibreret på 3 kanaler

Specifikationer

ISO 8655 max error
 Type test specifikationer (TT)
 Biohit TTx1,5 (kun Biohit pipetter)
 Egne specifikationer
 - Specifikationer på unøjagtighed og præcision skal medsendes
 Multikanal pipette kalibreret på alle kanaler

Oplys altid hvilke potentielle risikobetonede væsker pipetten har været anvendt til: _____

Oplys altid hvilken metode pipetten er dekontamineret ved:

70 % Sprit

Dekontaminerings væske

Andet _____

OBS! - Hvis pipetten har været anvendt til radioaktive væsker, skal den testes for tilbageværende udstråling og mærkes på pipetten.

Jeg bekræfter hermed at ovenstående informationer er korrekte.

Navn: _____ Stilling: _____ Dato: _____ / _____



Reg. nr. 490